

万能フレックスアームスタンド HJ-ARM

マイクروسコープ・電極・ワークなどを固定保持するスタンド

- 2種の付属ホルダー（ワニ口、丸型）を用途に応じて交換可能
- 上下左右自由な角度でアームを固定
- RoHS認証取得の環境に優しい合金素材
- マイクロスコープの固定が可能
DINO-LITE などメーカーを問わず使用可能



マイクروسコープ



はんだステーション



電極

仕様

アーム	金属製関節式アーム（調整可能）	
アジャストホルダー	2種類（ワニ口型、丸型）	
取付可能サイズ	ワニ口型	最大 Ø50mm
	丸型	最大 Ø20mm
ベース寸法	15cm×12cm	

各部名称

固定ダイヤル

左に回すと各可動部A/B/Cの固定を解除し、右に回すと固定します。

可動部B

360°回転する関節部

可動部A

360°回転
90°曲がる関節部

可動部C

360°回転
90°曲がる関節部

ワニ口ホルダー

- マイクロスコープ、はんだなどを固定する際に使用
- 最大 直径50mmのものまで固定可能※
- ダイヤルで対象物の固定が可能



丸型ホルダー

- 電極などペン型のものを固定する際に使用
- 最大 直径20mmのものまで固定可能※
- ダイヤルで対象物の固定が可能



※取り付ける対象物の重さにご注意ください。

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>